

Rimane applicata

Si adatta in modo unico



Mepilex® Border Flex


Le nostre medicazioni flessibili di nuova generazione


Mölnlycke®

Le ferite hanno bisogno di rimarginarsi. I pazienti hanno bisogno di cure mediche. Gli infermieri hanno bisogno di tempo. Il budget è limitato. La sfida è trovare una medicazione che offra comfort e stabilità per tutto il tempo necessario.


Presentazione della gamma Mepilex® Border Flex

Le nostre medicazioni flessibili di nuova generazione sono progettate in modo tale da rimanere applicate e da adattarsi in modo unico, restituendo tempo agli infermieri, risparmio nei costi ai manager e qualità della vita ai pazienti^{1,2}.




Scegliete la giusta medicazione per i bisogni del paziente


Concepita per un'ampia gamma di ferite essudanti, come ulcere degli arti inferiori, ferite traumatiche (ad es. lacerazioni cutanee) e ferite chirurgiche, ma anche per far parte di una terapia profilattica per contribuire alla prevenzione dei danni cutanei, ad es. delle ulcere da decubito.



Forma quadrata



Forma ovale



Forma rettangolare

Fino a un terzo dei pazienti si lamenta della necessità di cambiare la medicazione quotidianamente⁹.

Gestione intelligente dell'essudato

Avrete la sicurezza di poter lasciare la medicazione per tempi maggiori continuando ad avere un ambiente di guarigione della ferita ottimale.

GESTIONE
DELL'ESSUDATO

2,2 volte

superiore rispetto
alle altre medicazioni
in schiuma testate¹²



1. Rapidità di assorbimento con rigonfiamento minimo:

Lo strato in schiuma consente rapidità di assorbimento sia dell'essudato normale che di quello viscoso^{13,14} e risulta migliore nella gestione dell'essudato, rispetto alle medicazioni simili¹².



2. Massimizza la capacità, incanalando l'essudato:

L'essudato viene allontanato dalla ferita e diffuso su un'area più ampia, per incrementare la perdita di vapore acqueo e ridurre il rigonfiamento^{6,7}.



3. Trattiene i batteri lontano dalla ferita:

Le fibre superassorbenti dello strato di ritenzione impediscono all'essudato batterico di accedere nuovamente al letto della ferita, anche sotto compressione⁵. La pellicola protettiva impedisce l'accesso ai batteri esterni¹⁵.



4. Si monitora l'essudato senza rimuovere la medicazione:


Il Sistema di monitoraggio dell'essudato consente di valutare e registrare obiettivamente la diffusione dell'essudato, senza disturbare la ferita³.

Come funziona il Sistema di monitoraggio dell'essudato

Evitando di disturbare la ferita si favorisce la guarigione. Grazie al Sistema di monitoraggio dell'essudato, è possibile lasciare la medicazione applicata con tranquillità per un maggior periodo di tempo³.



È costituito da una griglia di puntini equidistanti.



ad es. 4 x 4cm

Durante l'avanzamento dell'essudato, è possibile registrare il numero di puntini visibili rappresentanti il volume dell'essudato nella medicazione.



ad es. 8 x 10cm

Quindi, è possibile fare riferimento ai numeri di puntini registrati per monitorare la tendenza del fluido.



ad es. 10 x 14cm

Bisogna valutare se è necessario cambiare la medicazione quando l'essudato si avvicina ai bordi della medicazione.*

*La frequenza dell'ispezione della ferita e del cambio della medicazione dipendono dalle decisioni cliniche e sono, pertanto, a discrezione del medico curante

9 pazienti su 10 sentono che la ferita
incide sulla loro qualità della vita⁹.

Riduzione del dolore e dei danni cutanei

Tutte le medicazioni Mepilex® Border Flex cercano di ridurre i traumi causati dai cambi della medicazione. Ciò diventa possibile, grazie al nostro comprovato strato di contatto con la ferita in silicone morbido Safetac®, **che riduce al minimo il dolore, i danni cutanei e il rischio di macerazione** rispetto alle medicazioni (adesive) tradizionali^{8,16,17}.

OLTRE

9 pazienti
su **10**

hanno preferito
le medicazioni con
Safetac® alle altre
medicazioni con
adesivi tradizionali⁸



Oltre la metà (58%) dei pazienti si lamenta del fatto che la medicazione tira o non segue i movimenti del corpo⁹.

Progettata per adattarsi e rimanere applicata


Grazie alla tecnologia Flex, la conformabilità unica di Mepilex® Border Flex le consente di adattarsi alla forma e ai movimenti del paziente⁴. Alleviando la pressione sulla cute e non tirando sui bordi, si aumenta il comfort e si riduce al minimo il rischio che si stacchi¹⁰.

Inoltre, è resistente all'acqua, consentendo ai pazienti di farsi la doccia¹¹.



Straordinaria tecnologia Flex= flessibilità a 360°

I tagli a forma di Y si allargano per consentire il movimento:




FIN OA **11** volte

più flessibile rispetto alle altre medicazioni in schiuma⁴.



Mepilex® Border Flex può influire positivamente sul budget

Ogni inutile cambio di medicazione comporta un costo, in termini di ore di assistenza, di spreco di materiale e di disagio per il paziente. In un progetto per il miglioramento della qualità (QIP) eseguito nel corso di un anno, si è osservato che, unita ad ulteriori processi di miglioramento implementati, Mepilex® Border Flex può favorire la riduzione di queste spese, rimanendo applicata più a lungo e aiutando i pazienti e i clinici a raggiungere i propri obiettivi di guarigione e di budget¹. In un altro recente QIP, condotto per un periodo di 6 mesi, si è osservata una riduzione dell'uso della medicazione per il gruppo che usava Mepilex® Border Flex rispetto al gruppo che usava la medicazione del



prontuario, riducendo il costo totale delle cure mediche e restituendo tempo agli infermieri².

Visitare il sito molnlycke.it per scoprire come le medicazioni Mepilex® Border Flex possono aiutare i pazienti, il personale e i budget.



Forma quadrata

Codice	Dimensioni (cm)	N. medicazioni in ogni confezione
595200	7,5 x 7,5	10
595300	10 x 10	10
595000	12,5 x 12,5	10
595400	15 x 15	10
595600	15 x 20	10



Forma ovale

Codice	Dimensioni (cm)	N. medicazioni in ogni confezione
583500	7,8 x 10	5
583300	13 x 16	5
583400	15 x 19	5

Bibliografia: 1. Nelson, D. A New Bordered Foam Dressing Technology Improves Wound Outcomes and Satisfaction While Reducing Dressing Utilization in Acute Care. Presentazione di poster al meeting annuale di WOCN, Nashville, 2019. 2. Tyson, L. Study First: Driving the Case for Improving Hospital Wound Care. Presentazione di poster al meeting annuale di WOCN, Nashville, 2019. 3. Mölnlycke Health Care, Mepilex® Border Flex – Estimate of spreading area using dot pattern on backing film. Relazione n. PD-528872. Dati in archivio. 4. Mölnlycke Health Care, Mepilex® Border Flex Product Manual – Conformability PD-528870. Dati in archivio. 5. Mölnlycke Health Care, Mepilex® Border Flex-Bacteria encapsulation. Relazione n. PD-537072. Dati in archivio. 6. Mölnlycke Health Care, Mepilex® Border Flex Product Manual – Spreading layer PD-528874. Dati in archivio. 7. Mölnlycke Health Care, Product Manual – Maintained dressing profile. Relazione n. 525458. Dati in archivio. 8. White, R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008;4(1):14-22. 9. Sondaggio di Opinione Matters "Professional Health Care Treatment for Wounds", condotto a giugno e luglio 2018 nel Regno Unito. Dati in archivio. 10. Mölnlycke Health Care, Mepilex® Border Flex – External data – FEM simulations MxB Flex vs Allevyn Life. Relazione n. PD-529747. Dati in archivio. 11. Mölnlycke Health Care, Mepilex® Border Flex – Waterproofness. Relazione n. PD-532095. Dati in archivio. 12. Mölnlycke Health Care, Mepilex® Border Flex – Fluid handling capacity compared to Urgotul Foam Absorb Border, Aquacel Foam, Allevyn Classic Gentle Border, Allevyn Life, Optifoam Gentle, KerFoam Gentle Border. Relazione n. PD-527642. Dati in archivio. 13. Mölnlycke Health Care, Mepilex® Border Flex – Absorption and dispersion tests on inclined plane, viscous test solution. Relazione n. PD-528871. Dati in archivio. 14. Mölnlycke Health Care, Product manual Initial abs different test solutions. Relazione n. PD-535352. Dati in archivio. 15. Mölnlycke Health Care, Product Manual Mepilex® Border Flex – Viral penetration. Relazione n. PD-535090. Dati in archivio. 16. Woo, K., Coutts, P.M., Price, P., Harding, K., Sibbald, R.G. A randomised crossover investigation of pain at dressing change comparing foam dressings Advances in Skin and Wound Care 2009;22(7):304-310. 17. Meaume S. et al. A study to compare a new self-adherent soft silicone dressing with a self-adherent polymer dressing in stage II pressure ulcers. Ostomy Wound Management, 2003.

Mölnlycke Health Care Srl, Via Marsala, 40/C Gallarate VA, Italia, Tel +39 0331 714011. I marchi commerciali, i nomi e i loghi Mölnlycke, Exufiber, Mepilex, Safetac e Hydrolock sono registrati a livello globale a nome di una o più società del Gruppo Mölnlycke Health Care © 2019 Mölnlycke Health Care AB. Tutti i diritti riservati. ITWC02651912